



STIMULUS

Automatisk stimulering af søer ifm. inseminering



- Effektivitet og bedre arbejdsvilkår
- Flere total fødte pattegrise
- En medarbejder kan uden videre passe flere Stimulus
- Insemineringsarbejdet kan gennemføres af kun én medarbejder
- Der spares kostbar tid, som kan bruges andre steder i stalden
- Nem at styre

STIMULUS

Fuldautomatisk stimulering af søer i forbindelse med inseminering

Stimulus udfører fuldautomatisk stimulering af søer i forbindelse med inseminering – og stimuleringen sker i 2 tempi – i 2 programmer. Det første program starter automatisk, når der tændes for Stimulus – dette program laver en første grovstimulering af soen.

Stimulus udfører nogle kraftige tryk på soens ryg og i soens lyske, på samme måde, som ornen ville have gjort, dersom den havde fået opgaven.

Det første program stimulerer i 60 sekunder – og når det er afsluttet aktiveres program 2 helt af sig selv.

Det andet program finstimulerer soen med blide tryk/løft i soens lyske. En medarbejder kan uden videre passe flere Stimulus – arbejdet udføres ved, at medarbejderen sætter den første Stimulus på so nr. 1 og aktiverer stimuleringsprocessen ved at trykke på on/off knappen på Stimulus.

Derefter sætter han Stimulus nr. 2 på so nr. 2 – aktiverer processen og monterer den 3. Stimulus på so nr. 3. Når Stimulus nr. 3 er på plads og aktiveret, vil den første Stimulus være færdig med grovstimuleringen og soen er klar til inseminering.

Kateteret sættes på plads i soen og sædflasken – tuben eller flatpack'en, kan anbringes i den specielle holder, som er fastgjort for enden af "antennen" på Stimulus.

Når den 3. so er insemineret, vil den første Stimulus være klar til at "komme videre" i rækken til so nr. 4 osv. Insemineringsarbejdet vil på denne måde kunne gennemføres af kun én medarbejder – og der spares kostbar tid, som kan bruges andre steder i stalden.



RESULTATER MED STIMULUS

Stimulus Varenr. 560520

Multiholder til Stimulus Varenr. 560521

Stimulus resultater fra 22 besætninger
10 uger før start med Stimulus og 10 uger efter start

Antal farringer		Farrings %	Total fødte
13.741	Farringsprocent og totalfødte 10 uger før start med Stimulus	85,21	15,93
14.211	Farringsprocent og totalfødte 10 uger efter start med Stimulus	89,87	16,28
	Forøgelse	+4,66	+0,35

Stimulus resultater fra 4 besætninger - total fødte

Total fødte	Lav til acceptabel		Høj til bedre	
Husdyrhold	1	2	3	4
Før	13,48	14,89	15,72	16,32
Efter	14,13	15,11	16,22	16,55
Forøgelse	00,65	00,22	00,50	00,23

Stimulus resultater fra 4 besætninger - farrings %

Farrings %	Lav til acceptabel		Høj til bedre	
Husdyrhold	1	2	3	4
Før	81,21	82,62	88,78	92,30
Efter	89,98	88,53	91,18	92,39
Forøgelse	8,86	5,91	2,40	00,09

Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.

B-8803-DK